

SECURITE D'UTILISATION RESPONDER RP 1105 et RP 1010

Sécurité technique :

- ✓ Hémostase rapide et effective
- ✓ Capacité d'absorption de l'eau : 20 fois sa masse
- ✓ Sans composant humain et animal : Aucune réaction immunitaire
- ✓ 100% biocompatible
- ✓ Non pyrogène
- ✓ 100% biodégradable et absorbable : Le Responder® est dégradé en 48 à 72h par l'amylase et la glucoamylase, sans formation de granulome.

Sécurité biologique (s'il y a lieu) :

Le Responder® est d'origine exclusivement végétale :

- ✓ Pas de risque viral conventionnel
- ✓ Pas de risque de transmission d'encéphalopathies spongiformes animales.

Précautions d'emploi :

- ✓ Avant son utilisation, l'hémostatique Responder® doit être conservé à sec : les liquides et l'environnement humide empêchent l'action hémostatique et peuvent même l'annuler complètement.
- ✓ Responder® ne convient pas pour le traitement primaire des troubles de la coagulation.
- ✓ L'utilisation de Responder® en combinaison avec d'autres produits hémostatiques n'a pas fait l'objet de tests cliniques.
- ✓ Responder® ne doit pas être associé au méthylméthacrylate ou à d'autres adhésifs acryliques car il peut réduire leur pouvoir adhésif et compromettre l'ancrage des appareils de prothèse au tissu osseux. L'excès de Responder® doit être complètement éliminé par lavage de la surface des os avant l'utilisation d'adhésifs ou de ciments.

Contre- Indications :

- ✓ Responder® ne doit pas être utilisé chez les patients allergiques à l'amidon et aux produits contenant de l'amidon.
- ✓ Responder® ne doit pas être appliqué directement dans les vaisseaux sanguins.
- ✓ Responder® ne doit pas être appliqué directement dans les yeux.
- ✓ Responder® ne doit pas être appliqué directement dans la vessie ou dans l'urètre.
- ✓ Responder® ne convient pas pour les hémorragies du per et du postpartum et les ménorragies.

ALPHACOMED SARL

ZI Athélia II – 145 Impasse du Serpolet – 13704 LA CIOTAT Cedex

TEL. 04.42.73.10.89 FAX 04.42.73.10.03

Courriel : alpha@alphacoméd.com

Site : www.alphacoméd.com

CODE APE 523C - N° SIRET 418 750 493 00037