









CONSOMMABLES ANGENIEUX**AMPOULES**

Référence	Désignation	Pour	Volts	Watts	Figure N°
AX 104316	Ampoule ancien modèle sans filtre athermique avec hublot transparent	AX 4		70	1
AX 153092	Ampoule ancien modèle sans filtre athermique avec hublot en verre cathédrale ou microlentille	AX 4		70	2
AX 186762	Ampoule nouveau modèle avec filtre athermique	AX 4 / AX 10		100	3
AX 163508	Ampoule nouveau modèle avec filtre athermique	AX 4 / AX 14 (après 1985)		150	4
AX 76554	Ampoule halogène	AX 8		250	5
AX 150394	Ampoule ancien modèle sans filtre athermique avec hublot transparent	AX 14 (avant 1985)		100	6
AX 153091	ampoule ancien modèle sans filtre athermique avec hublot verre cathédrale ou microlentille	AX 14 (avant 1985)		100	7

angénieux

**POIGNEES STERILISABLES**

Référence	Désignation	Pour	Lot	Figure N°
AX 187306	Poignée stérilisable	AX 4 / AX 10	1	8
AX 76967	Poignée stérilisable	AX 8	1	9


**PIECES DETACHEES COURANTES**

Référence	Désignation	Pour	Lot	Figure N°
AX 105054	Porte-lampe pour ampoule AX104316 & AX153092	AX 4	1	10
AX 162798	Porte-lampe pour ampoule AX186762 & AX163508	AX 4/AX 10/AX 14	1	11
AX 135457	Support-Ampoule 250W	AX 8	1	12
AX 76610	Filtre	AX 8	Lot de 10	13
AX 137705	Porte-lampe	AX 14	1	14



AX 4

angénieux



AX 8



AX 10



AX 14