


HANAULUX PALMA

Ersatzteilliste

Spare Parts List



Art. Nr. 2070 - 3044

Ausgabe

Issue

07.96


Cat. No. 2070 - 3044

Ersetzt Ausgabe


Replace issue

12.93

Untersuchungsleuchte, komplett - Lamp, complete



Optisches System - Optical system



ERSATZTEILLISTE			SPARE PARTS LIST			PALMA		
Bestell-Nr.	Anz.	Bezeichnung				Verwendung		
Part No.	No.off		Description			Used in		
56018306	1	Glühlampe V W	bulb V W			M		
56019188	1	Glühlampe 220V 50W	bulb 220 V 50 W			M		
56019189	1	Glühlampe 240V 50W	bulb 240 V 50 W			M		
56019190	1	Glühlampe 120V 50W	bulb 120 V 50 W			M		
56050646	12	Haltefedern	Holding springs			M		
56050667	10	Sicherung	Fuses			M		
56051635	1	Stativ 5-Fuss	Stand 5-feet			M		
56051636	1	Gelenk 56 X 56	Joint 56 x 56			M		
56051637	1	Ersatzgriff mit Achse	Handle with axle			M		
56051638	1	Ersatzfassung	Bulb socket			M		
56051782	2	Doppelrollen, 50mm mit Feststeller	Double foot with stabiliser 50mm			M		
56051783	2	Doppelrollen, antistat. 50mm	Double foot antisatic 50mm			M		
56051794	1	Hebel für Stativ	Hold for stand			M		
56052208	5	Sicherungshalter	Fuse holder			M		
56052266	1	Reflektor, Schutzscheibe+O-Ringe	Reflector, Protective discs + O-rings			M		
56052481	1	Wärmeschutzfilter 135 MM	Heat protection filter			M		
56052591	1	Schalter	Switch			M		
56052599	1	Filtersatz Lackiert	Filter set			M		
56052620	1	Satz O-Ringe	Set of o-rings			M		
M = PALMA			* nur auf Anfrage			* on request only		

Distribué par ALPHACOMED - Tél:+33 442 73 10 89 - Fax:+33 442 73 10 03 - www.alphacommed.com