

LAVE MAINS POLYVALENT



CARACTERISTIQUES

■ DESCRIPTION

- > Le "microscrub" a été conçu pour une utilisation optimale en salle de soins.
- > Coque polyester avec bonde moulée dans la masse
- > Raccordement eau froide/eau chaude 1/2 pas du gaz mâle,
- > Diamètre de vidange en mm : 32 Siphon fourni,
- > Pas d'angles saillant,
- > Ecoulement de l'eau par cellule infra rouge ou commande mécanique au coude

■ Compris dans la fourniture

Bac monobloc en polyester blanc
Col de cygne
Siphon
Mitigateur thermostatique

Distribué par :

ALPHACOMED

www.alphacommed.com

DIMENSIONS

Encombrement mural : 440 X 450 mm X 750 mm (lpxh)

Profondeur du bac en mm: 220 mm

Poids en Kg: 5

Lave mains prêt à être raccordé