

LAVE MAINS HOSPITALIER



CARACTERISTIQUES

■ DESCRIPTION

> Le "miniscrub" est un lave main de service destiné aux salles d'opération, aux salles de soins, aux cabinets dentaires et laboratoires.

> Raccordement eau froide/eau chaude 1/2 pas du gaz mâle,

> Diamètre de vidange en mm : 40. Siphon fourni,

> Pas d'angles saillant,

> Ecoulement de l'eau par cellule infra rouge ou commande mécanique fémorale

■ Compris dans la fourniture

Bac monobloc en polyester blanc

Col de cygne

Siphon

Mitigateur thermostatique

Distribué par :

ALPHACOMED

www.alphacommed.com

DIMENSIONS

Encombrement mural : 650 X 600 mm X 600 mm (l x p x h)

Profondeur du bac en mm: 320 mm

Poids en Kg: 20

Lave mains prêt à être raccordé