

## „High-speed Sterilization™”

- Cycle B en seulement 25 minutes !
- 10 pièces à main emballées en seulement 15 minutes !
- Programme flash en seulement 9 minutes !



## Capacité et efficacité élevées

- Chambre rectangulaire pour un chargement maximum

**K3+** Autoclave pour cabinets de taille normale avec rotation moyenne des articles stériles  
- 6 plateaux par cycle; 12 plateaux en une heure seulement

**K5+** Autoclave pour cabinets de taille moyenne avec rotation plus élevée des articles stériles  
- 10 plateaux par cycle 20 plateaux en une heure seulement

**K7+** Autoclave pour cabinets de taille moyenne avec rotation plus élevée des articles stériles  
- chambre plus profonde pour instruments plus longs  
- 10 plateaux + 10 mini-plateaux par cycle;  
20 plateaux + 20 mini-plateaux en une heure seulement



## Garanties exceptionnelles

- 10 ans (ou 12 000 cycles) sur la chambre
- 10 ans (ou 12 000 cycles) sur les éléments chauffants du générateur de vapeur
- 5 ans (ou 6 000 cycles) sur la pompe du système de vide
- Garantie générale de 2 ans (ou 2 400 cycles)



## Sécurité au niveau de la porte

- Pas de risque de brûlure sur la surface intérieure chaude de la porte
- La porte coulissante permet de gagner de la place