

Le procédé de documentation pour la série K

Avec la solution USB Getinge, il est maintenant possible de stocker les cycles de stérilisation sur une clé USB. Jusqu'à présent, cela n'était possible que via l'imprimante ou la connexion informatique sur le port série de l'autoclave. La solution de stockage USB est compatible avec tous les autoclaves de la série K livrés jusqu'à ce jour.

Manipulation simple, aucun papier

– adaptation simplifiée, facilité d'installation

La solution de stockage USB est composée de:

- Une unité de stockage USB Getinge
- Une clé USB
- Logiciel SegoSof
- Câble alimentation et câble communication

L'unité de mémorisation USB se connecte simplement à l'autoclave par l'interface série. Cette unité reçoit toutes les données disponibles et les enregistre sur la clé USB.

Le cycle de stérilisation approuvé est confirmé dans le protocole.



Documentation sécurisée

– prévient toute modification non autorisée

Grâce au logiciel SegoSof, les données des cycles sont automatiquement transférées de la clé USB sur le PC. Le cycle de stérilisation peut ensuite être validé par une signature numérique (approuvant la charge et le cycle), puis archivé.

L'archivage s'effectue sous format PDF, afin d'éviter toute modification non autorisée des renseignements des cycles archivés. Au besoin, le fichier archivé peut être facilement ouvert pour une évaluation de la qualité du cycle.



Série K Getinge

