

Getinge série K revue et corrigée

En 2007, Getinge Skärhamn a présenté la nouvelle conception de ses séries K5+ et K7+, développée en gardant à l'esprit les pratiques appliquées dans le secteur privé et dans les cliniques. Le lancement a remporté un véritable succès et les ventes de la série K ont atteint des niveaux inégalés. Selon le même concept, nous avons désormais terminé le lifting de la série K3+, qui inclut des modèles en acier inoxydable. À compter de janvier 2009, nous commencerons à livrer toute la série K selon la nouvelle conception, en versions blanc et acier inoxydable, agrémentée de quelques améliorations techniques. La production et la livraison des versions actuelles de la série K seront successivement interrompues. La transition vers les nouveaux modèles K3+, K5+ et K7+ devrait s'achever au cours du mois de janvier 2009.

La série K est entièrement suédoise, de la chambre à l'appareil final. Ce produit est fabriqué sur la côte ouest de la Suède.

K3+

Le Getinge K3 est le dernier modèle de la série K à subir des modifications conceptuelles. Tout comme le K5+ et le K7+, le K3+ sera également disponible en versions acier inoxydable et blanc. L'utilisation du même couvercle avant que celui du Getinge K5+ et K7+ confère à ce modèle une ouverture de chambre plus accessible.



*Getinge K3+ blanc,
n° d'article 978044504*



*Getinge K5+ blanc,
n° d'article 978046304*

La capacité du plateau du Getinge K3+, avec sa cuve rectangulaire de 10 litres, est tout à fait comparable aux modèles de stérilisateur concurrentiels dotés d'une cuve ronde de 18 litres, ce qui correspond actuellement à la taille la plus courante des stérilisateur de paillasse du marché.

Modèles en acier inoxydable

Lorsque la série K a été lancée début 2001, elle n'était disponible qu'en version acier inoxydable. Les modèles laqués blanc, Getinge K5+ et K7+, ont été ajoutés en 2007. Désormais, les modèles en acier inoxydable sont également conçus selon le nouveau concept de la série K.



*Geringe K5+ inoxydable
n° d'article 978046303*

Nouveaux matériaux pour les couvercles

Jusqu'à aujourd'hui, les couvercles avant des séries Geringe K5+ et K7+ étaient fabriqués en polymère. Avec le lancement des modèles en acier inoxydable, le couvercle avant et le capot des modèles blancs seront fabriqués dans un acier inoxydable recouvert de peinture blanche émaillée.

Manomètres

Le manomètre ne constituera plus un composant standard sur les nouveaux modèles. Toutefois, il sera toujours disponible en option et sera monté dans la porte. Toutes les surfaces en contact avec la vapeur sont en acier inoxydable. Sa plage de mesure s'étend de -40 à +240 °C. Les numéros d'article de ces options sont 48320424 pour K5+/K7+ et 48320425 pour K3+. Le manomètre convient uniquement à la série K avec les nouveaux numéros d'article (voir le paragraphe « Numéros d'article »).



*Geringe K5+ inoxydable, n° d'article 978046303
avec option manomètre, n° d'article 4832042*

Remplacement simplifié du joint de porte

Jusqu'à aujourd'hui, il fallait faire appel à un technicien pour remplacer le joint de porte de la série K. Avec la nouvelle série, cette tâche peut être réalisée par toute personne. En facilitant la dépose du couvercle avant et en isolant tous les composants conducteurs à l'intérieur, toute personne est en

mesure de remplacer le joint. Cette modification a été apportée afin de répondre à la demande des clients. Payer le déplacement d'un technicien et la main d'œuvre majorait excessivement le coût d'intervention pour cette tâche relativement peu complexe.

Autres nouveautés techniques de la série K

D'autres modifications techniques ont été apportées à la série K pour améliorer sa manipulation et sa fiabilité opérationnelle. Reportez-vous à notre bulletin de service n° 6.

Numéros d'article

De nouveaux numéros d'article ont été attribués aux stériliseurs de la série K :

Geringe K3+, acier inoxydable	978044503
Geringe K3+, blanc	978044504
Geringe K5+, acier inoxydable	978046303
Geringe K5+, blanc	978046304
Geringe K7+, acier inoxydable	978047503
Geringe K7+, blanc	978047504

Notez que les modèles blancs Geringe K5+ et K7+ présentent également de nouveaux numéros d'article.

Tous les modèles, blanc et acier inoxydable, affichent désormais la nouvelle conception K+.

Lancement et premières commandes

Geringe Skärhamn AB prendra les commandes des articles susmentionnés à partir du 1er décembre 2008 pour des livraisons initiales début janvier 2009. Les délais de livraison seront au début un peu plus longs qu'à l'accoutumée. Toutefois, nous constituons des stocks et espérons réduire rapidement les délais de livraison.

Nous continuerons à accepter des commandes de modèles actuels tant que nous disposerons de ces articles en stock.

Documentation commerciale

Une nouvelle spécification produit est désormais prête et sera disponible dès le 1er décembre 2008. La brochure révisée sera publiée de manière séquentielle dans plusieurs langues. De nouvelles photos des environnements et des produits sont également disponibles.

La documentation commerciale peut être obtenue auprès de M-power ou de Geringe Skärhamn AB.

Questions

Pour toute question sur la série K, contactez charles.kobler@alphacommed.com

Pour toute question sur la documentation commerciale et les photos, contactez alessandro.schintu@alphacommed.com