

STERILISATEUR GETINGE K3+

12 PLATEAUX MAXIMUM PAR HEURE

Programme standard en 25 minutes

Le cycle B ne dure que 25 minutes.

Programme spécial en 15 minutes

Le programme dental special (cycle S) pour 10 pièces à main dentaires emballées s'effectue en 15 minutes.

Programme Flash en 9 minutes

Le programme Flash (cycle N) pour les instruments solides non emballés ne dure que 9 minutes !

Capacité et productivité supérieures

La chambre rectangulaire peut être utilisée de façon optimale pour une capacité de chargement maximale, qui s'avère parfaite pour les plateaux dentaires, les cassettes et autres supports. En une heure, vous pouvez stériliser jusqu'à 12 plateaux d'instruments.

Les stérilisateurs K3+ offrent une productivité plus élevée par rapport aux stérilisateurs conventionnels de la même catégorie. Les instruments sont stérilisés et prêts à l'emploi dans un délai très rapide. Cela signifie que vous avez besoin de moins d'instruments et que vous pouvez diminuer vos investissements, d'où une meilleure rentabilité.

Pour les cabinets de faible fréquentation

Les stérilisateurs Getinge K3+ sont parfaits pour les cabinets/cliniques de petite et moyenne fréquentation ayant une rotation d'instruments stérilisables normale et rapide.

La profondeur de la chambre est la même que celle des stérilisateurs K5+, mais la hauteur, et par conséquent la capacité, sont légèrement inférieures.




Le modèle K3+ se décline maintenant en deux versions, avec le nouveau boîtier en acier inoxydable ou avec le boîtier blanc.



Getinge K3+
profondeur : 345 mm




Getinge K5+
profondeur : 345 mm



Getinge K7+
profondeur : 445 mm

Voici ce que le Getinge K3+ peut stériliser en une heure :

12 plateaux



1 x programme standard

1 x programme standard