

BISTOURI ELECTRIQUE MD3



CARACTERISTIQUES

■ DESCRIPTION


> *L'appareil d'électrochirurgie idéal pour des petites interventions Pour des applications différentes dans le secteur de la chirurgie classique, dentale, vétérinaire et la dermatologie*

> *24 mois de garantie*

> *Puissance coupe et coagulation 80 Watt*



Microfonction pour des applications de faible rendement



Coupe monopolaire avec 2 modes d'exploitation



Coagulation monopolaire avec 2 mode d'exploitation



Coagulation bipolaire



DIMENSIONS

Encombrement: 240 X 127 X 260 mm (lpxh)

Poids en Kg: 5.5 kg

Alimentation secteur 115/230 Volt, 50/60 Hz